

# SKIN-R

Solución de relleno moldeadora de la matriz dérmica  
a base de ácido hialurónico

## Bio-reestructuración


La bio-reestructuración prevé la activación de la población fibroblástica del fibroblasto fibrotico a fin de aumentar la rigidez de la dermis con depósitos de colágeno cicatricial (Tipo 1).

Este Producto Médico contiene:

- Fragmentos de ácido hialurónico (20-38 monómeros) capaces de activar el CD44 del fibroblasto.
- Una solución ácida e hipertónica de aminoácidos.

La introducción del producto, vía intradérmica, una vez cada 15 días por 4 veces. Repetir el ciclo 2-3 veces.

El tratamiento, exclusivamente estético, se efectúa en los tejidos hipotónicos (cara, cuello, escote, glúteos, muslos, brazos y zona epigástrica).



### Principio del método:

Activación del CD44 del fibroblasto fibrotico, con fragmentos de ácido hialurónico y una solución de aminoácidos, ácida e hipertónica, para formar colágeno fibrotico (Tipo 1).

Se consigue la fibrosis de la dermis con distensión del tejido superior.

### Producto:

Medical Device clase III con marca CE concedida por el Instituto Superior de Sanidad italiano. Contiene ácido hialurónico, I-aminoácidos, solución fisiológica.

### Zonas:

Collo, décolleté ed altre zone ipotoniche.

### Frecuencia:

Una sesión cada 15 días, por cuatro veces.  
Suspender por dos meses  
Eventualmente repetir el tratamiento 3 veces.

## SKIN-R

Soluzione rassodante e modellante  
della matrice dermica a base  
di acido ialuronico

3 fiale da 10 ml per uso intradermico

CE 0373  
Fabricante:  
ITALFARMACIA s.r.l.  
Roma

CE  
0373

Fabricante:

ITALFARMACIA s.r.l.  
Roma

3 viales de 10 ml para uso intradérmico