

SKIN-B

Solución de relleno moldeadora de la matriz dérmica
a base de ácido hialurónico

Bio-estimulación

Hoy la técnica médica más utilizada para optimizar la fisiología de la piel es la bio-estimulación. Esta técnica es una activación fibroblástica hacia la neoformación de los componentes de la matriz para normalizar el estado coloidal de esta.

Este Producto Médico contiene:

- Fragmentos de ácido hialurónico (20-38 monómeros) capaces de activar el CD44 del fibroblasto
- Aminoácidos precursores del colágeno, la elastina y de los glicosaminoglicanos
- Bicarbonato sódico para mantener el estado de sol de la matriz

La introducción del producto, vía intradérmica, debe hacerse siguiendo el método clásico de la mesoterapia.



Zonas:

Glabella (2 puntos), cigomas (3 puntos), nasogenianos (2 puntos), ángulo inferior de la boca (1 punto) y zona del mentón (1 punto).

Frecuencia:

Una sesión cada 7 días, por cuatro veces; una sesión cada 15 días por dos veces.

Mantenimiento: una sesión mensual.

Principio del método:

Los CD44 de los fibroblastos se activan y se proveen, del entorno circundante, de los principios activos necesarios para la producción de colágeno, elastina y glicosaminoglicanos. Se consigue optimizar el estado biológico de la piel. Además el tamponamiento de la acidez de la matriz mantiene el estado de sol de la solución coloidal facilitando el intercambio metabólico.

Producto:

Medical Device clase III con marca CE concedida por el Instituto Superior de Sanidad italiano. Contiene ácido hialurónico, glucosamina, l-aminoácidos, bicarbonato sódico, agua p.p.i.



CE
0373

Fabricante:

ITALFARMACIA s.r.l.
Roma

3 viales de 5 ml para uso intradérmico